



# SafeStep™

セーフステップ ヒューバーニードルセット  
皮下埋込型ポート用ヒューバー針

～医療従事者と患者の  
皆さまにとって正しい選択～



## SafeStep™ ヒューバー針

### 特徴と利点

#### 使いやすいデザイン

- スムーズかつシンプルな、ワンステップによるセーフティ機能
- 基底部が透明のプラスチック製のため視認性に優れる
- ニードルレスアクセスコネクタで、針を使用しないアクセスが可能


#### 患者さまの快適さを考えたデザイン

- 患者さまの快適さを考えたスポンジ状のパッド
- ドレッシングに適した形状
- シリコンコーティングされた針



### 安全性について

- 一体型のセーフティ機能により針刺し損傷リスクを低減
- DEHPフリー



## ORDERING INFORMATION

### SafeStep™

セーフステップ ヒューバーニードルセット

カタログ番号	仕様	規格	カラー	包装単位
LH-0035	ストレートタイプ	22G 13mm	ブラック	25入
LH-0029		22G 19mm		
LH-0030		22G 25mm		
LH-0035YN	Yサイトタイプ	22G 13mm		
LH-0029YN		22G 19mm		
LH-0030YN		22G 25mm		
LH-0037	ストレートタイプ	20G 13mm	イエロー	
LH-0031		20G 19mm		
LH-0032		20G 25mm		

SafeStep™のプライミングボリューム

22G	Yサイトタイプ	0.7mL
22G/20G	ストレートタイプ	0.3mL

取り扱い方法



販売名：セーフステップ ヒューバーニードルセット  
承認番号：30200BZX00087000  
クラス分類：[2]管理医療機器  
一般的名称：植込みポート用医薬品注入器具  
償還区分：在宅中心静脈栄養用輸液セット 付属品 フーバー針

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。  
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。  
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

**株式会社メディコン**

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

**crbard.jp**

