



PowerLocTM


パワーロック
皮下埋込型ポート用ヒューバー針

抗がん薬投与から
CT造影剤高圧注入まで
この一本の針がお届けします。



頻回な末梢静脈穿刺を抑え、優れた撮像を実現するために

- ポートを通じた造影剤の高圧注入による造影CTスキャンが可能になります。
- パワーポート[®]と併用することで、インジェクターの設定圧を300psiにすることができ、5mL/秒*での高圧注入が可能です。*19Gと20Gに限ります。22Gは2mL/秒です。



- PowerLoc[™]**
- 皮下埋込型ポートにアクセスするために必要な安全機能付きヒューバー針です。
 - 高圧注入対応ポートと併用することで造影剤の高圧注入が可能になります。造影CTスキャンによる鮮明な撮像により、患者さまの病態を的確にモニタリングすることができます。

ORDERING INFORMATION

PowerLoc[™]

販売名：パワーロック

承認番号：30200BZX00186000
クラス分類：[2]管理医療機器
一般的名称：植込みポート用医薬品注入器具
償還区分：在宅中心静脈栄養用輸液セット 付属品 フーバー針

カタログ番号	仕様	規格	カラー	包装単位
0671934J	Yサイト付	19G 0.75inch(19mm)	クリーム	20入
0671910J		19G 1inch(25mm)		
0672034J		20G 0.75inch(19mm)	イエロー	
0672010J		20G 1inch(25mm)		
0672234J		22G 0.75inch(19mm)	ブラック	
0672210J		22G 1inch(25mm)		

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

取り扱い方法



製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

crbard.jp

