




StatLock PICC

“Suture-Free” Stabilization for PICC Catheters  
PICCカテーテル専用固定器具


## スタットロック PICC

### スーチャーレス固定

- ・縫合による感染リスクを低減します。
- ・針刺しを予防します。



使用イメージ



- セット内容
- ① スタットロック本体
  - ② 前処置剤
  - ③ 滅菌テープ×1

### 製品仕様

■本製品はPICCカテーテルのスーチャーホールをスタットロック本体のリテーナーにはめて使用します。

ORDERING INFORMATION		
販売名:スタットロック(PICC)		
カタログ番号	規格	包装単位
VPPCSPCE	大人用	50入

届出番号:27B1X00052000007  
 一般的名称:カテーテル固定用パッチ  
 クラス分類:[1] 一般の医療機器