



BD EleVation™ Breast Biopsy System

BD EleVation™ バイオプシーシステム

超音波ガイド下乳房組織生検は次の時代へー

BD EleVation™ バイオプシーシステムは、単回の穿刺で複数の検体を採取する、人間工学に基づく乳房組織生検システムです。

- **Single Insertion Multiple Sample (SIMS™)** 単回の穿刺で複数検体を安定して採取できます。
- **短い検体採取時間** 1検体あたり約9秒*で採取プロセスを完了します。
- **スマートモード** 必要に応じて検体採取プロセスを繰り返し、確かな組織採取をサポートします。
- **鋭利なニードルチップ** TriConcave™ (トライコンケーブ) 形状の鋭利なチップにより穿刺をサポートします。
- **選択可能なゲージサイズ (10G/12G/14G)** 症例に応じて柔軟な選択が可能です。

* 平均採取時間は非臨床試験における観察値であり、実臨床とは異なる可能性があります。試験方法により試験成績も異なる可能性があり、当該データは社内試験により得られた参考値として記載しているものです。

Elevate your expectations

詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

販売名: BD EleVation バイオプシーシステム
 認証番号: 302ADBZX00064000
 クラス分類: [2] 管理医療機器
 一般的名称: 吸引式組織生検用針キット

・ 事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

・ 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎ 0120-036-541

medisuke.jp

BD, the BD Logo, BD EleVation, SIMS and TriConcave are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
 © 2020 BD. All rights reserved.
 BD-18990

