


カテーテルイントロデューサー



ORDERING INFORMATION

販売名:カテーテルイントロデューサー

カタログ番号	イントロデューサーサイズ	適応するカテーテル	包装単位
0601150	4.5Fr	60006、60052	1入
0601170	7Fr	60010、60012、60031、60054、60057	
0601110	10Fr	60056、60058、60060、60063	
キット内容	・シースイントロデューサ(各サイズ)・ガイドワイヤ・シリンジ(12mL)・穿刺針		

承認番号:16100BZY00336000
 クラス分類:[2]管理医療機器
 一般的名称:静脈用カテーテルイントロデューサキット



ブロビアックカテーテルキット ヒックマンカテーテルキット

中心静脈用カテーテルイントロデューサキット

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
 ・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
 ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者
株式会社メディコン
 本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541
crbard.jp

BD, the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2019 BD. All rights reserved.

2019●●000 PION_C0261




トンネル型CVC

長期留置用のトンネル型中心静脈カテーテル


ブロビアックカテーテル

トンネル型CVカテーテルの使用により、長期にわたる中心静脈栄養、化学療法を実施することができます。




●シユアーカフ®

シユアーカフ®によりカテーテルが固定され、自然抜去のリスクを低減します。



ブロビアックカテーテルキット



ブロビアックカテーテルキット (リペアーキット)



ORDERING INFORMATION

販売名:ブロビアックカテーテルキット (カテーテル単体)

カタログ番号	全長 (cm)	内径 (mm)	外 径	適応するカテーテルイントロデューサー	適応するリペアーキット	包装単位
60004	71	0.5	2.7Fr (0.9mm)	—	60160	1入
60006	71	0.7	4.2Fr (1.4mm)	0601150	60161	
60010	90	1.0	6.6Fr (2.2mm)	0601170	60162	
60012*	90	1.0	6.6Fr (2.2mm)	0601170	60162	

*ショートシース

承認番号:16300BZY01083000
 クラス分類:[4]高度管理医療機器
 一般的名称:中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット
 償還区分:中心静脈カテ・カフ

販売名:ブロビアックカテーテルキット

カタログ番号	全長 (cm)	内径 (mm)	外 径	適応するカテーテルイントロデューサー	適応するリペアーキット	包装単位
60052	71	0.7	4.2Fr (1.4mm)	0601150	60161	1入
60054	90	1.0	6.6Fr (2.2mm)	0601170	60162	

キット内容 ・ブロビアックカテーテル・シースイントロデューサー・ガイドワイヤ・トンネラ・穿刺針・インジェクションキャップ・シリンジ

承認番号:16300BZY01083000
 クラス分類:[4]高度管理医療機器
 一般的名称:中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット
 償還区分:中心静脈カテ・カフ

販売名:ブロビアックカテーテルキット (リペアーキット)


カタログ番号	規 格	適応するカテーテル	包装単位
60160	I.D.0.5	60004	1入
60161	I.D.0.7	60006, 60052	
60162	I.D.1.0	60010, 60012, 60054	

キット内容 ・交換用カテーテル・接続用スリーブ・接続用コネクタ・接着剤・接着剤注入用鈍針・接着剤注入用シリンジ (3mL)・インジェクションキャップ

承認番号:16300BZY01083000
 クラス分類:[4]高度管理医療機器
 一般的名称:中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット

長期留置用のトンネル型中心静脈カテーテル


ヒックマンカテーテル




●シリコン製

1. 柔軟性に優れ、血管を傷つけるリスクを低減します。
2. X線不透過のカテーテルにより留置後の位置確認が容易です。

ヒックマンカテーテルキット



ヒックマンカテーテルキット (リペアーキット)



ORDERING INFORMATION

販売名:ヒックマンカテーテルキット (カテーテル単体)

カタログ番号	全長 (cm)	内径 (mm)	外 径	適応するカテーテルイントロデューサー	適応するリペアーキット	包装単位
60031	65	白:0.8 赤:1.0	7Fr (2.3mm)	0601170	60176	1入

承認番号:16300BZY01082000
 クラス分類:[4]高度管理医療機器
 一般的名称:中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット
 償還区分:中心静脈カテ・カフ

販売名:ヒックマンカテーテルキット

カタログ番号	全長 (cm)	内径 (mm)	外 径	適応するカテーテルイントロデューサー	適応するリペアーキット	包装単位
60056	90	1.6	9.6Fr (3.2mm)	0601110	60163	1入
60057	65	白:0.8 赤:1.0	7Fr (2.3mm)	0601170	60176	
60058	65	白:0.7 赤:1.3	9Fr (3.0mm)	0601110	—	
60060	90	白:0.7 赤:1.3	9Fr (3.0mm)	0601110	—	
60062	90	白:1.6 赤:1.6	12Fr (4.0mm)	—	—	
60063	90	白:1.3 赤:1.3	10Fr (3.3mm)	0601110	—	

キット内容 ・ヒックマンカテーテル・シースイントロデューサー・ガイドワイヤ・トンネラ・穿刺針・インジェクションキャップ・シリンジ

承認番号:16300BZY01082000
 クラス分類:[4]高度管理医療機器
 一般的名称:中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット
 償還区分:中心静脈カテ・カフ

販売名:ヒックマンカテーテルキット (リペアーキット)

カタログ番号	規 格	適応するカテーテル	包装単位
60163	I.D.1.6	60056	1入
60176	ラウンドデュアルルーメン I.D.0.8 I.D.1.0	60031 60057	

キット内容 ・交換用カテーテル・接続用スリーブ・接続用コネクタ・接着剤・接着剤注入用鈍針・接着剤注入用シリンジ (3mL)・インジェクションキャップ

承認番号:16300BZY01082000
 クラス分類:[4]高度管理医療機器
 一般的名称:中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット