

# TruGuide<sup>®</sup> コアキシャルニードル

TruGuide<sup>®</sup> Coaxial Needle

刺入経路の確保により周辺組織への侵襲を軽減



## 1 刺入しやすい カニューラ形状



斜めカットの  
カニューラに  
Ultra-thin wallを  
採用

## 2 スリップリング デプスストップ

ニードルサイズに  
合わせて色分けさ  
れたデプスストップ



## 3 ブラントチップ スタイレット

18G、20G用には先端  
が丸いブラントチップ  
スタイレットが付属



BAIRD



株式会社 **メディコン**

# TruGuide<sup>®</sup> Coaxial Needle



販売名: TruGuide コアキシャルニードル

※18G・20Gにはプラントチップスタイレットが付属

カタログ番号	規格		包装	対応サイズ			
				バード <sup>®</sup> モノプティ <sup>®</sup>	バード <sup>®</sup> モノプティ <sup>®</sup> (マックスコア)	バード <sup>®</sup> マグナム <sup>®</sup> ニードル	
● C1410A	13G	78mm	5入	211410	121410	MC1410	
● C1416A*		138mm		211416*	121416	MC1416	
● C1610A	15G	78mm		211610	121610	MC1610	
● C1616A		138mm		211616	121616	MC1616	
● C1620A*		178mm		211620*	121620	—	
● C1810A*	17G	78mm		211810	121810	MC1810	
● C1816A		138mm		211816	121816	MC1816	
● C1820A*		178mm		211820	121820	MC1820	
● C2010A*	19G	78mm		212010	122010	MC2010	
● C2016A*		138mm		212016	122016	MC2016	
● C2020A*		178mm		212020	122020	MC2020	
● C1210B*	11G	70mm					MN1210
● C1213B*		100mm					MN1213*
● C1410B	13G	70mm					MN1410
● C1416B*		130mm					MN1416
● C1610B	15G	70mm					MN1610
● C1616B		130mm					MN1616
● C1620B*		170mm					MN1620
● C1810B	17G	70mm					MN1810
● C1816B		130mm					MN1816
● C1820B*		170mm				MN1820	
● C2010B*	19G	70mm				MN2010	
● C2016B*		130mm				MN2016	
● C2020B*		170mm				MN2020	

※印は特注品です。

●事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

●製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●Bard、バード、MAGNUM、マグナム、MONOPTY、モノプティ、TRUGUIDEは、C. R. Bard社の登録商標です。

販売名: TruGuide コアキシャルニードル  
 認証番号: 225ADBZX00149000  
 クラス分類: [2] 管理医療機器  
 一般名称: 導入針

販売名: バードマグナム ニードル  
 認証番号: 20900BZY00186000  
 クラス分類: [2] 管理医療機器  
 一般名称: 単回使用組織生検用針

販売名: バードモノプティ  
 認証番号: 20200BZY00725000  
 クラス分類: [2] 管理医療機器  
 一般名称: 単回使用組織生検用針

製造販売業者



本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)  
 (平野町センチュリービル9F)  
 大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)  
 (平野町センチュリービル4F)  
 東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)  
 (台和上野ビル8F)  
 札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762  
 名古屋 ☎052(722)4373 広島 ☎082(924)7277  
 福岡 ☎092(626)6677

■代理店

<http://www.medicon.co.jp>